

ar يُرجى قراءة جميع الإرشادات قبل الاستخدام. استخدم الأداة حسب توجيهات الطبيب السريري المؤهل.
واتبع دائمًا بروتوكول المرفق الخاص بك للتظهير وتحديد الموضوع.

Mölnlycke® Z-Flo™ Fluidized positioner

حديثو الولادة/الأطفال

يُستخدم منتج أداة تحديد الموضوع لحديثي الولادة/الأطفال الموجودين في المستشفى.

وصف المنتج

تتكون أداة تحديد الموضوع من وسط ممّعٌ مُكون من زيت سيليكون وكريات مجهرية مغلفة جميعها بطبقة خارجية رقيقة من البولي يوريثان. ويمكن تشكيل أداة تحديد الموضوع ذات السطح الممّع لدعم الأشكال التشريحية والاحتياجات السريرية المتعددة.

الاستخدام المقصود

صُمّمت Mölnlycke® Z-Flo™ Fluidized positioner لتوفير إمكانية تحديد موضع المريض، وإعادة توزيع الضغط، و/أو تفريغ المواضع التشريحية، التي يمكن استخدامها كجزء من العلاج الوقائي للمساعدة على منع حدوث قرح الفراش.

دواعي الاستخدام

حديثو الولادة/الأطفال

- مناسبة تنموياً لتحديد موضع الأطفال الرضع
- تحديد موضع المريض، وتقليبه، وإعادة تحديد موضعه
- تفريغ العقَب، وعظم العجز، والقَدال (مؤخرة الرأس)، والبروزات العظمية الأخرى
- معالجة التئقع

العصر الافتراضي

ستتلف خصائص المنتج نتيجة استخدامه بمرور الوقت. تعتمد نسبة هذا التلف على استخدام المنتج وبيئة استخدامه يمكن استخدام المنتج مع مريض واحد حتى يتلف المنتج ولا يحقق الاستخدام المقصود منه بعد ذلك.

معلومات أخرى:

لا يمكن ضمان خصائص المنتج عند استخدامه بعد تاريخ انتهاء الصلاحية.

ويطبع تاريخ انتهاء صلاحية المنتج على ملصقات العبوة.

تعليمات الاستخدام

التعليمات العامة

يمكن تشكيل أداة تحديد الموضوع بغرض؛

- تحقيق الوضع الأمثل والحفاظ عليه، واحتضان المريض وعمل حدود حوله.
- زيادة مساحة الاتصال مع السطح لتقليل القوى المفرطة على الجلد.
- استيعاب المعدات الطبية أو خلوص مجرى الهواء.

يمكن إعادة تشكيل أداة تحديد الموضوع بسهولة لاستيعاب الاحتياجات السريرية المتغيرة.

إن أدوات تحديد الموضوع آمنة للاستخدام في التصوير بالرنين المغناطيسي، والأشعة المقطعية، والأشعة السينية. إذا التفتت صورة الأشعة السينية من خلال أداة تحديد الموضوع ذات السطح الممّع، فيجب تجنب/تقليل التعايد في الفيلم والغلاف بسبب خطر وجود تنوهات في الصورة.

حديثو الولادة/الرضع

- أزل أداة تحديد الموضوع من الكيس البلاستيكي الشفاف.
- احرص على تفتة أداة تحديد الموضوع مسبقًا حتى درجة الحرارة المطلوبة في منقفة البطانية أو ما يعادلها، إذا تطلبت الاحتياجات السريرية للمريض ذلك (على سبيل المثال في الحاضنة).
- يلزم دائمًا وضع غطاء أو بياضات أداة تحديد الموضوع بين جلد المريض وأداة تحديد الموضوع ذات السطح الممّع أثناء الاستخدام.
- قبل وضع المريض على أداة تحديد الموضوع، يمكن إعادة تشكيلها مسبقًا لاستيعاب بعض الأشكال أو المواضع التشريحية، على سبيل المثال يمكن إعادة تشكيلها مسبقًا لدعم الرأس أو عند وضع المريض منبطحًا.
- ضع أداة تحديد الموضوع بشكل مناسب أسفل المريض.
- تثّب المريض بعناية على أداة تحديد الموضوع. أمسك المريض بيد واحدة، ثم شكّل الوسط الممّع ببطء للوصول إلى الشكل المطلوب، بحيث يدعم الأطراف ويؤمن موضع المريض.
- في حال تلف المنتج (على سبيل المثال بسبب مدة الاستخدام) أو أن حجم المنتج لم يعد يلبي الاحتياجات السريرية للمريض، فيجب التخلص منه واستبداله.

الأطفال

- أزل أداة تحديد الموضوع من الكيس البلاستيكي الشفاف.
- يلزم دائمًا وضع غطاء أو بياضات أداة تحديد الموضوع بين جلد المريض وأداة تحديد الموضوع أثناء الاستخدام.
- ضع أداة تحديد الموضوع بشكل مناسب أسفل المريض.
- شكّل أداة تحديد الموضوع بعناية باتجاه المريض/الموضع التشريحي لدعم الموضوع المطلوب والحفاظ عليه، وذلك بما يحقق إعادة توزيع الضغط لتقليل القوى المفرطة على الجلد.
- في حال تلف المنتج (على سبيل المثال بسبب مدة الاستخدام) أو أن حجم المنتج لم يعد يلبي الاحتياجات السريرية للمريض، فيجب التخلص منه واستبداله.

إرشادات التنظيف والصيانة:

- استخدم مُطهّرًا مُعتمدًا من جهة المستشفى أو مُطهّرًا/منظفًا منزليًا مضادًا للميكروبات وفقًا للإرشادات الموجودة على ملصق أداة تحديد الموضوع. وتجنب استخدام مواد التنظيف التي تحتوي على مواد مبيضة. بالإضافة إلى أن استخدام المطهرات التي يكون أساسها مادة الكحول لفترات طويلة قد يؤدي إلى تقليل عمر المنتج.
- إذا كان الوسط الممّع يبدو غير متجانس، يمكن إعادة المنتج إلى أصله عن طريق القوية والتشكيل المتكررين.

تحذيرات

- يجب الإشراف على المرضى الذين تبلغ أعمارهم أقل من عام وملاحظتهم في مرافق الرعاية الصحية بشكل ملائم عند استخدام أدوات تحديد الموضوع.
- لا تسمح للمرضى بالانكباب على الوجه في أداة تحديد الموضوع ذات السطح الممّع دون مراقبتهم عن قرب بسبب خطر الاختناق.
- لتجنب ثقب الأداة، كن حذرًا عند مناولة الأشياء الحادة الموجودة بالقرب من المنتج.
- عند التعامل مع المنتج، خاصة أثناء تشكيله، لا تستخدم أظافر الأصابع وتجنب ارتداء الخواتم ذات الحواف المرتفعة أو الحادة.

الاحتياطات

- ينبغي عدم تعريض المنتج لدرجة حرارة تزيد عن ٤٠ درجة مئوية (١٠٤ درجات فهرنهايت).
- لا تستخدم جهاز التعقيم أو الميكروويف.
- استبدل أداة تحديد الموضوع على الفور في حال تعرضها للثقب أو التلف.
- في حال ثقب الأداة، يجب وضعها في كيس بلاستيكي مُحكم الإغلاق لتجنب انسكاب محتواها، مما قد يزيد من خطر حدوث الانزلاق والسقوط.

راقب المريض عن قرب في وضعية الانبطاح لتأمين خلوص مجرى الهواء.

شروط التخزين/المناولة الخاصة

يجب تخزين Mölnlycke Z-Flo Fluidized Positioners في درجة حرارة تقل عن ٤٠ درجة مئوية (١٠٤ درجات فهرنهايت). وقد يؤدي التعرض لدرجات حرارة عالية لفترات طويلة إلى تلف المنتج قبل انتهاء العمر الافتراضي.

معلومات أخرى:

- لا تُستخدم أداة تحديد الموضوع مع أكثر من مريض (تُستخدم مع مريض واحد فقط).
- يُقدم المنتج غير معقم. فلا تُغممه.
- غير قابل للإصلاح من قبل المستخدم.
- غير قابل للاشتعال وفقًا للمعيار SS-EN ISO 12952-1، والمعيار SS-EN ISO 12952-2.
- هذا المنتج غير سام.
- يجب أن تتم عملية التخلص من المنتج وفقًا للإجراءات البينية المحلية. ويمكن حرق المنتج للتخلص منه.

إذا وقع أي حادث خطير مرتبط باستخدام Mölnlycke® Z-Flo™ Fluidized positioner، فينبغي إخطار شركة Mölnlycke Health Care به وكذلك الجهة المحلية المختصة لديك.

MD

en Medical Device

de Medizinprodukt

fr Dispositif médical

es Producto sanitario

nl Medisch hulpmiddel

sv Medicinteknisk produkt

it Dispositivo medico

fi Lääkinnällinen laite

pt Dispositivo médico

da Medicinsk udstyr

el ιατροτεχνολογικό προϊόν

pl Wyrób medyczny

cs Zdravotnický prostředek

hu Orvostechikai eszköz

no Medisinsk utstyr

sl Medicinski pripomoček

bg Медицинско изделие

ro Dispozitiv medical

sk Zdravotnícka pomôcka

tr Tibbi Cihaz

lt Medicinos priemonė

lv Medicīniska ierīce

et Meditsiiniseade

ru Медицинское изделие

hr Medicinski proizvod

sr Medicinsko sredstvo

جهاز طبي ar