

Dostupné velikosti

Velikost	Velikost absorpčního polštářku	Počet ks v balení
6 x 8 cm	3 x 5 cm	10
9 x 10 cm	5 x 6 cm	10
10 x 15 cm	5 x 10 cm	10
10 x 20 cm	5 x 15 cm	10
10 x 25 cm	5 x 20 cm	10
10 x 30 cm	5 x 25 cm	10
10 x 35 cm	5 x 30 cm	5

- ✓ K dostání v lékárnách a prodejnách zdravotnických potřeb
- ✓ **Mepilex Border Post-Op® může v určených indikacích předepsat i lékař. V takovém případě je produkt plně hrazen zdravotními pojišťovnami.**

Pooperační náplast Mepilex Border Post-Op® chrání ránu před bakteriemi, umožňuje rychlou mobilizaci a rehabilitaci končetiny po operačním výkonu, drží ránu a neodlepjuje se a přispívá k lepšímu formování výsledné jizvy.



Mepilex® Border Post-Op je zdravotnický prostředek IIa. třídy. Před použitím se poraďte s lékařem nebo lékárníkem a čtěte pozorně Návod k použití.

Mölnlycke Health Care s.r.o., Hájkova 22,
130 00 Praha 3, tel. +420221890511.
Mölnlycke Health Care a Mepilex jsou
registrované názvy a loga jedné či více
společností skupiny Mölnlycke Health Care Group.
© 2023 Mölnlycke Health Care AB.
Všechna práva vyhrazena. CZWC1500323


Mölnlycke®
Váš partner v hojení ran

Mepilex Border Post-Op®

Speciální pooperační náplasti

...nechte rány ať se hojí



Zdravotnický prostředek

CE 2797



Mölnlycke®
Váš partner v hojení ran

Mepilex Border Post-Op®

...nechte rány ať se hojí

Náplasti určené na krytí ran po operačních výkonech

- ✓ Technologie Safetac® pro jemnou adhezi a převazy bez bolesti
- ✓ Superabsorpční vlákna a částice pro absorpci exsudátu a krve
- ✓ Unikátní Flex technologie, díky které se náplast přizpůsobí pohybům těla
- ✓ Lepší formování výsledné jizvy již od prvního dne po operaci
- ✓ Poskytuje bariéru proti bakteriím
- ✓ Umožňuje sprchování a základní hygienu
- ✓ Po ortopedických operacích umožňuje rychlou mobilizaci končetiny a rychlou rehabilitaci
- ✓ Nový vodící okraj pro snadnou aplikaci



Při aplikaci dbejte na to, aby byla pokožka v okolí rány suchá. Jen tak lze zaručit správnou funkci výrobku.

Pooperační náplasti

- ✓ Ortopedické výkony (endoprotézy kyčle, kolene, loktů)
- ✓ Císařský řez
- ✓ Kardiochirurgické operace
- ✓ Laparoskopické výkony



Vyměňte jen když je potřeba

Krytí je navrženo tak, aby zůstalo na místě po dobu až 14 dnů. V ideálním případě by mělo být aplikováno ihned po operačním výkonu. Každá výměna znamená vyšší riziko kontaminace rány a vzniku infekce. **Ponechte tedy náplast na ráně co možná nejdéle.**

Vylepšeno pro jednodušší aplikaci

